

使用指南

操作手冊



(本產品不含手機或平板)



iPad 防水袋(選配) (顏色以現貨為主)



無線充電器(選配)



使用指南

第一節 簡介

SR-1C 直腸彩色超音波(以下簡稱本產品) 是專為獸醫設計之新一代儀器,具備無線與方便操作 之特點。

由超音波影像處理、電源和無線裝置整合而成,不同於傳統超音波的有線設備,本產品電子探頭可透過Wi-Fi連結 iPad,直接於App「VetUS」上操作,讓您工作時不會再受到傳統超音波接線的干擾。

再次感謝您購買本產品,請在開始操作設備前仔細閱讀。



(圖 1-1) SR-1C 直腸彩色超音波(WiFi 無線) 系統

1.1 產品規格

連線裝置:限定 iPad 平板 (平板 - 不包含在產品項目清單中)
探頭型式:線性電子探頭
探頭頻率: 6.5 MHz
掃描深度: 40 - 100 mm
灰 階: 256 階
影像模式: B、BM、彩色杜卜勒(Color)、能量杜卜勒(PDI)、脈衝波杜卜勒(PW)
電池續航力: 7 小時
頻 道 數: 128
Wifi 晶片: 5G
傳感器長度: 60 mm
尺 寸: 180 x 50 x 20 mm
探頭線長: 約 175 ± 5 cm
重 量: 400 g



使用指南



為保護您的安全,請在供電或操作系統之前,仔細閱讀安全說明。



打開包裝前,請注意運輸包材外部有無任何明顯破損。

表 2-1 SR-1C 直腸彩色超音波 - 項目清單

| 項目 | 包含 | | | |
|---------------|--------------|--|--|--|
| SR-1C 直腸彩色超音波 | V | | | |
| USB 充電線 | \checkmark | | | |
| 操作手冊 | \checkmark | | | |
| iPad 防水袋 | 選配 | | | |
| 無線充電座 | 選配 | | | |

拆箱後請檢查品項 (見表 2-1) 有無缺件或明顯破損。若運輸過程中造成任何缺損,請立即與 我們聯絡。



如果您的 iPad 尚未安裝「VetUS」應用程序, 請至 <u>App Store</u> 搜尋「VetUS」,即可免費下載及安裝。





使用指南



(圖 2-1) SR-1C 直腸彩色超音波 (WiFi 無線) 本體

無線連結指示燈與電源指示燈,需在本產品開機後才會顯示。

- 開啟電源:按壓(開/關機)按鈕,將本產品開機後,電源指示燈將亮起。
- 電源容量:電源指示燈有四個格點表示電池容量。(充電將在第四節中描述)
- Wi-Fi 連接:開機後幾秒鐘,Wi-Fi 無線連結指示燈會閃爍,表示本產品已準備好與 iPad 進行 連結。
- 關閉電源:長按(開/關機)按鈕後可將本產品關機,電源指示燈也會熄滅。

2.4 無線連結

當本產品完成前述操作等待無線連結時,將 iPad 的 Wi-Fi 開啟(若沒有開啟)並尋找本產品的 無線網路名稱(SSID), SSID 顯示如 "SR-1C:GVBGCA001", "SR-1C"之後的編碼表示生產序號。 生產序號標示於本產品外殼,生產序號的格式如 "WRPBGCA001",此生產序號即為 Wi-Fi 密 碼,密碼請以 英文小寫 輸入。連接 Wi-Fi 後,啟動 App「VetUS」,當本產品與 iPad 連結成功 時,連結指示燈將亮起並快速閃爍。



使用指南

第三節 App 操作





使用指南

本產品與 iPad 連結後,

開啟 App 後螢幕上即可顯示影像,如主螢幕 (見圖 3-1)。(首次啟動 App 時不會有影像)

<mark>注意</mark>:主螢幕上的按鍵僅有亮起時才能作用

Wi-Fi 連線狀態 ① 顯示正在連結 Wi-Fi 的超音波 SSID。

點選按鈕 動物② 可以輸入動物 ID (見圖 3-2),並顯示在動物資訊 23。

動物資訊(23) Wi-Fi 連線狀態 (1) (m) SR-1C GVBGCA111 Ovary 2019-03-19 16:37:10 0 Z-3 GN:80dB 動物(2) < Animal D:100mm ●²⁰ F: 6.5MHz -Cancel ANIMAL OK ID: . 60 NEW • FREEZE 8/8 * H \Leftrightarrow P \times Freeze Play Meas Annote Grid Clear Save Preset (圖 3-2) 動物資訊 運行/凍結(11)

注意:進行任何掃描前都需輸入動物 ID

超音波掃描可以利用主螢幕上 凍結/運行⑪鍵 或探頭按鍵(見圖 2-1) 控制,其掃描狀態會顯 示在 呈像資訊 ⑫。



使用指南





(圖 3-3) 參數預設視窗

聚 焦:系統有 4 個不同焦距,可利用 **聚焦**6 進行調整。

動態範圍:可利用動態範圍⑦進行調整,範圍為40-100。

諧 波:可利用 **諧波**⑧ 開或關,且系統含4階段加強,可透過輕觸按鈕進行調整。

TGC 設定:輕觸右方小鍵頭可調整 TGC,呈像可分段向左/右進行調整 (見圖 3-3), 或輕觸最下方 RESET 回復系統預設值。當設定完成時,輕觸超音波畫面即可將設 定視窗縮小,所有的設定值會顯示在 運行狀態 ②。

3.2.2 增益值及深度設定

- 增益值:超音波運行時,可透過增益+③及增益-④調整增益值,範圍為30-150dB, 增益值會顯示在運行狀態(2)。
- 深度: 掃描深度可直接向上/下滑動螢幕進行調整,範圍為 40 100mm, 掃描深度會顯示在 運行狀態⁽²⁵⁾。



使用指南



輕觸 系統/頻道設定20

會跳出設定視窗 (見圖 3-4)。系統預設值為 100,可透過 +/-鍵 調整每秒總張數。

| Settings | Close | | |
|----------|--------------------|--|--|
| Compou | und: | | |
| 100 - + | | | |
| | Settings Compou | | |

(圖 3-4) 影像回放設定

3.2.4 掃描模式設定

輕觸 **掃描模式** (1) 可顯示所有掃描模式: B / BM / 彩色 / PDI / PW (見圖 3-5), 輕觸各掃描模式即可開始掃描。

(圖 3-5) 掃描模式

直腸超音波掃描程序

最常使用的模式為 B模式(黑白影像)、COLOR彩色模式(顯示血流) 及 PW 模式(顯示頻譜)。

3.2.5 掃描程序設定

系統預設〔4種掃描程序〕及〔2種掃描程序〕供用戶自訂(見圖 3-6), 輕觸 掃描程序28 可選擇不同掃描程序,而使用中的掃描程序亦會顯示於此。





使用指南

(圖 3-6) 掃描程序設定

3.2.6 頻道設定

系統預設頻道為 13,不建議用戶自行更改,若需要更改請輕觸 系統/頻道設定20, 設定視窗跳出後 由上往下 滑切換頁面至頻道設定 (見圖 3-7)。

| iPad 🗢 | | | 16:37 | | | | 👁 💲 100 % 📰 + |
|-------------------|---|-------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|
| (' <u>1</u> ') SR | -1C GVBGCA111 | Ovary | | | | | 1.0.0 |
| रू Animal | 2019-03-19 16:33 GN:80dB ◀₀ D:100mm | 7:10 | | | | ID: | |
| U) Gain+ | DR: 70 • F: 6.5MHz | | Settings | | Close | | |
| یں۔ Gain – | • | Show information: | 0 | Compound: | \bigcirc | | |
| <î> Depth | • 40 | Cine Loop: | 100 — | + | | | |
|):(Focus | • 50 | Wireless Channel | | | | | < |
| Dvn. | • 60 | | 5G CHANNEL 153 5G CHANNEL 157 5G CHANNEL 161 | ; 7 | | | |
| -110 | | | 5G CHANNEL 165 | 5 | | | |
| \sim . | | | 2.4G CHANNEL 1 | | | | |
| Harmonic | | | 2.4G CHANNEL 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | |
| Denoise | | | Select | | | | |
| B | • FREEZE | | | | | | 8/8 |
| ∰ Freeze | :日 Play | Meas Annote | e Grid | X Clear | B Save | 日 Save | ريَ Preset |
| | ↓ | | | | | | |
| 影 | 象回放13 | | | 保 | 存影像18 | 系統/頻 | 道設定② |

(圖 3-7) 頻道設定

3.3 保存影像及影片

呈像區域中的影像可透過保存影像118 將影像儲存於 iPad 相簿且可直接於 iPad 相簿上瀏覽。

當影像凍結時(至少掃描 10 秒),一幅 100 幀數之回放影像會自動生成, 可透過 影像回放③ 選擇要觀看之影像幀數,目前重播之影像幀數會顯示於 回放幀數④。 輕觸 保存影像⑧ 可將重播影像儲存於 iPad 相簿。



使用指南

3.4 測量

當影像凍結時,可進行編輯。



輕觸 測量④ 可選擇〔3種不同測量模式〕,測量結果會顯示於 動物資訊② (見圖 3-8)。

輕觸 注釋 (5) 可對凍結之影像標示註解。

輕觸 標線 16 可顯示標示線。

輕觸 清除注釋/測量① 可將 測量標線 與 注釋清除。

輕觸保存影像 18 可儲存編輯過的影像。



使用指南

第四節 維護



超音波電量不足時,應進行充電。有兩種充電方法。

1)用 USB 線充電

將本產品頂端之橡膠防水蓋拉出, USB 充電線插入充電孔以進行充電 (見圖 4-1) 左側圖。



(圖 4-1) 為超音波充電

2) 無線充電座(選配)

無線充電座插電後,將本產品放在無線充電座上,當充電位置正確時,會有提示聲且電源指示 燈會亮起 (見圖 4-1)右側圖。

進行充電時,電源指示燈會閃爍且電池容量的格點會顯示充電中。當電池容量的四個格點滿格且電源指示燈不再閃爍表示電池已充滿。

若使用 USB 線充電完成後,將 USB 充電線拔出,將橡膠防水蓋仔細放回以保持防水功能。



使用指南

4.2 iPad 防水袋(選配)

建議使用 iPad 防水袋,避免潮濕或骯髒環境造成 iPad 損壞。



本產品需定期清潔,可利用軟布、衛生紙或水清洗擦拭探頭部分。 本產品的防水等級為 IPX5,可用清水沖洗但無法浸泡。



本產品未使用時,建議存放於盒子內,置於室溫環境下並避免潮濕。



使用指南

聯絡我們







LINE@

波克官網

波克 FB



波克生醫股份有限公司 POC Medical Inc. 51447 彰化縣溪湖鎮美溪路一段 30 號 T (04) 885 5173 F (03) 216 6918 hyt@pocmedical.com.tw