

ECI-400 精子密度儀



- 獨立按鍵、操作簡便
- 一鍵校準、一鍵讀數
- 玻璃試管、無需耗材
- 超低功耗、自動關機

技術規格

測量範圍	0.2~5 (億/ml)
精準度	98%
光源波長	560 (nm)
螢幕	LED
操作環境	37°C
電池	9V
自動關機	靜置10分鐘
校準功能	自動校準
尺寸	192*103*67 (mm)
重量	290g

檢測數據

等級	採精量(ml)	活力	密度(億/ml)	畸形率
優	≥ 250	≥ 0.8	3.0	< 5%
良	≥ 150	≥ 0.7	2.0	< 10%
合格	≥ 100	≥ 0.6	0.8	< 18%
不合格	< 100	< 0.5	0.6	> 18%