

➤ HSW Impfstab / HSW Barre de vaccination

Zubehör für Veterinärspritzen: Impfstab

61 cm / 102 cm

Accessoires pour seringues vétérinaires: Barre de vaccination

- Für eine komfortable Injektion
- Einsetzbar für alle HSW Spritzen
- Vorzüglich geeignet für Massenimpfungen
- Für einen verbesserten Abstand zum Tier, somit erhöhte Anwendersicherheit
- Hochfeste Carbon-Metallausführung somit geringes Gewicht bei sehr hoher Festigkeit
- Sichere und stabile Verbindung der Kanüle
- Knickschutz
- Kein Brechen der Schlauchverbindung
- Ergonomische Handhabung
- Optimiertes Restvolumen

- Pour une injection confortable
- Utilisable pour toutes les seringues de HSW
- Appropriée parfaitement pour des vaccinations en série
- Pour une distance améliorée à l'animal, par conséquent plus de sécurité pour l'utilisateur
- Fabrication en métal et carbone durable et robuste, par conséquent moins de poids mais plus de durée
- Connexion stable et sûre de la canule
- Système anti-pli, pas de cassure de la connexion du tuyau
- Manutention ergonomique
- Volume résiduel optimisé

➤ **Lieferumfang/Contenu de la livraison**

- 1 HSW Impfstab inkl. Schlauch und Knickschutz
- 1 HSW barre de vaccination inkl. tuyau et système anti-pli

Ausführung Modèle	Arbeitslänge Longueur de travail	Gesamtlänge Longueur totale	Artikel-Nr. N° d'article
Lang/Long	83 cm (32 inch)	102 cm (40 inch)	8300014114
Kurz/Court	43 cm (17 inch)	61 cm (24 inch)	8300014428

