

# MS HoofClean 自動足浴藥水

Hoof care product based on natural extracts.

- ✓ 含天然萃取物的蹄部護理產品
- ✓ 親膚、pH中性藥劑
- ✓ 有效附著於蹄部
- ✓ 清潔腳蹄、呵護皮膚健康
- ✓ 環境友善

## MSGold



# 自動足浴踏墊

牛隻腳蹄改善計畫

# MS AutoHoofClean

## 應用

### MS 自動足浴幫浦 MSTM038

- ✓ 觸控面板，容易操作
- ✓ 24/7 全天自動照護蹄部健康、不須人為補充替換
- ✓ 可依牛蹄健康程度選擇不同蹄浴濃度
- ✓ 藥劑與水混合後自動進入足浴墊
- ✓ 牛蹄踩踏(壓力)，足浴墊會釋出藥劑，清潔牛蹄



### MS 自動足浴踏墊 MSTM036.03

- ✓ 放置於擠乳室出口
- ✓ 足浴墊的獨特設計，可完全清潔蹄縫
- ✓ 依據擠乳室設計不同，每日約進行2-4次足浴
- ✓ 足浴墊可踩踏約50,000次
- ✓ 拆卸方便，靈活換位



## 成果分享



波克生醫股份有限公司  
(04) 885 5173  
彰化縣溪湖鎮美溪路一段30號

歡迎加入波克家族 LINE@


## The Schippers Group



**HyCare**  
We drive your hygiene



## 榨乳系統



## 適用於 所有類型榨乳系統 (創新的幫浦系統)

### 圓盤式榨乳機



### 自動榨乳機器人



## 自動足浴 5 大優勢



強附著力：足浴能很好附著腳蹄上



24/7 全天自動足浴



持續保持蹄部健康



維護、清潔簡單方便



可透過 Hycare app 進行  
監控及記錄

## HyCare App

- 透過 App 可有效追蹤蹄浴使用效果
- 為每頭乳牛建立完整的修蹄歷史
- 透過照片追蹤修蹄進度 (蹄部健康恢復狀況)
- 快速全面了解牛群的蹄部健康狀況

