



波克生醫

# 超音波 測孕系列



型號	X1	SV-1 (X2)	X3	X4	X6
圖片					 醫用級 解析度
名稱	測孕器	測孕器	變頻測孕器	凸陣列測孕器	都卜勒測孕器
售價 (不含平板)	<b>\$33,000</b>	<b>\$39,900</b>	<b>\$49,900</b>	<b>\$69,900</b>	<b>\$99,900</b>
接線	有線	<b>WiFi</b> 無線	有線	<b>WiFi</b> 無線	<b>WiFi</b> 無線
探頭	機械扇掃	機械扇掃	電子凸陣	電子凸陣	電子凸陣
連線裝置 (建議使用iOS)	本體主機 5.6寸 液晶螢幕	手機/平板 iOS 或 Android	本體主機 5.7寸 液晶螢幕	手機/平板 iOS 或 Android	手機/平板 限 iOS
App	--	SmartVUS	--	WirelessUSG 或 SmartVUS	WirelessUSG
探頭頻率 (MHz)	3.5	3.5	2.5 / 3.5 / 5	3.5	3.5
掃描深度 (mm)	60 - 190	100 - 180	90 - 240	90 - 305	40 - 350
影像模式	B	B	B	B / BM	B / BM / Doppler (Color / PDI / PW)
保固期	主機 12 個月 探頭/電池 6 個月	12 個月 電池 6 個月	主機 12 個月 探頭/電池 6 個月	12 個月 電池 6 個月	12 個月 電池 6 個月
電池續航力	3 小時	5 小時	3 小時	3 小時	3 小時
功能	測孕	測孕	測孕子宮疾病	測孕子宮疾病	測孕子宮疾病 胎盤血流. 胎兒健康
產編	ECTA001	SOSA009	ECTA003	SOSA005	SOSA007



# 超音波 背脂系列



藍牙無線

## BFM 背脂測定器

\$26,000

### 背脂

數據顯示：液晶螢幕 數據儲存：手機 App (限 安卓)  
 探頭：A型探頭 影像模式：M  
 探頭頻率：2.5 MHz 掃描深度：4 - 40 mm  
 可掃描電子耳號：ISO -11784/5 · FDX-B  
 保固期：12 個月 · 電池 6 個月 續航力：16 小時  
 產 編：SOSA003



BackFat



WiFi 無線

## X5 三用測孕器

\$69,900

### 測孕 + 腰眼深度 + 背脂

(不含平板)

連線裝置：限 iPad 平板 (限 iOS)  
 探頭：電子探頭 影像模式：B  
 探頭頻率：5 MHz 掃描深度：45 - 120 mm  
 顯示深度：45 / 60 / 100 / 120 mm  
 保固期：12 個月 · 電池 6 個月 續航力：4 小時  
 產 編：SOSA006



SmartVUS



WiFi 無線

## SU-3 腰眼面積超音波

歡迎來電洽詢

### 腰眼深度 + 背脂厚度 + 腰眼面積

(不含平板)

連線裝置：限 iPad 平板 (限 iOS)  
 探頭：電子探頭 影像模式：B  
 探頭頻率：3.5 MHz 掃描深度：80 - 200 mm  
 探頭寬度：18 cm  
 保固期：12 個月 · 電池 6 個月 續航力：3 小時  
 產 編：SOSA008



SmartVUS

