

# 超音波系列

## 背脂

關係到  
母豬受胎率  
產仔數與活仔數

### M 模式 動態超音波

## 藍牙 無線

## BFM 超音波背脂計



### 技術規格

探頭頻率：2.5 MHz  
掃描深度：4 – 40 mm  
探頭型式：A型探頭  
影像模式：M 模式  
電池續航力：16 小時  
尺 寸：170 x 85 x 70 mm  
重 量：208 g

保固期：12個月，電池6個月

### 產品特色

- 運用脈沖超音波測距原理測量動物背脂厚度、背脂的層數、厚度和M模式超音波圖像自動顯示在液晶螢幕上。
- 跳脫A模式進入M模式，動態超音波背脂量測讓背脂數值穩定性大幅提升
- 藍牙傳輸 - 量測數值，無線傳輸至手機(限Android) App
- 電子耳標 - 前區感應讀取器 (內建 ISO -11784/5 · FDX-B)
- 多能選單 - 簡易設定，單手操作方便 ● 追蹤管理

※文宣品顯示規格波克生醫皆保有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或FB，恕不另行通知。

