

超音波系列

腰眼面積
深度
背脂
厚度

SU-3 腰眼面積超音波



產編：SOSA008

技術規格

顯示器：Apple iPad (另購)
探頭頻率：3.5 MHz
掃描深度：80 - 160 mm
探頭型式：電子(線性陣列)
影像模式：B 模式
灰階：256 級
電池續航力：3 小時 探頭寬度：18 cm
主機尺寸：190 x 85 x 25 mm (不含人工脂肪支架)
重量：400 g

保固期：12個月，電池6個月

產品特色

- 利用 iPad 本身內建大量儲存影像的容量，連結網路即可雲端分享
- 測量腰眼面積超簡單，只需手觸碰 Apple iPad 螢幕，繪出腰眼輪廓邊緣，立即計算數值
- Excel 格式輸出，測量影像/腰眼面積/豬號，最新版 App 支援 Line 輸出

*本文品顯示規格波克生醫皆保有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或FB，恕不另行通知。

