

超音波系列 測孕

X1 超音波測孕器



產編：ECTA001

技術規格

探頭頻率：3.5 MHz
掃描深度：60 – 190 mm
探頭型式：扇形機械 (掃描角度 72°)
影像模式：B 模式
灰階：256 級 電池續航力：3 小時
尺寸：探頭 120 x 35 x 38 mm · 線長 160 cm
本體 250 x 130 x 35 mm
重量：探頭 245 g · 本體 750 g

保固期：主機12個月，探頭/電池6個月

產品特色

- 採用數字波束合成技術，圖像更清晰
- 彩色24位元LCD像素高解析度螢幕，成像效果佳
- 探頭採用獨特的高強度抗拉抗干擾線，經久耐用
- 低功耗機械扇掃探頭
- 獨特的防水設計探頭，可水洗

※文宣品顯示規格波克生醫皆有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或FB，恕不另行通知。

