

超音波系列 測孕

SV-1 超音波測孕器 (X2)



產編：SOSA009

技術規格

顯示器：手機、Apple iPad (另購)
探頭頻率：3.5 MHz
掃描深度：100 - 180 mm
探頭型式：扇形機械 (掃描角度 80°)
影像模式：B 模式
灰階：256 級
電池續航力：5小時 (內建鋰電池)

尺寸：140 x 45 x 40 mm
重量：< 200 g

保固期：12個月 · 電池6個月

產品特色

- WiFi無線傳輸影像，提升現場工作安全性和方便性
- 早期確認是否懷孕 (配種後25-35天)，減少配種錯過
- 胎兒實際狀況查看，比以母畜外觀觀察看，更具畫面
- 避免死胎影響母畜繁殖功能
- 簡單步驟，提升牧場管理效益
- 免費專用App即時顯示，影像凍結/存儲/瀏覽/回放
- 使用iPad平板裝置之App增加母豬懷孕檢查結果，線上記錄功能

※文章顯示規格波克生醫皆有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或FB，恕不另行通知。

