

超音波系列

測孕
子宮疾病
卵泡發育
胎數
胎兒活力

X3 超音波變頻測孕器



產編：ECTA003

技術規格

變頻探頭頻率：2.5 / 3.5 / 5 MHz
掃描深度：90 – 240 mm
探頭型式：電子凸陣 (掃描角度 72°)
影像模式：B 模式
灰階：256 級 電池續航力：3 小時
尺寸：探頭 105 x 75 x 22 mm · 線長 160 cm
本體 230 x 120 x 38 mm
重量：探頭 295 g · 本體 700 g

保固期：主機 12 個月，探頭/電池 6 個月

產品特色

- 變頻探頭可調為 2.5/3.5/5MHz 三種，讓各種繁殖疾病無所遁形
- 電子(凸陣)探頭比機械探頭 - 影像更清楚
- TFT-LCD 影像解析度提高，影像更加細緻/清晰穩定
- 具有交流變壓器和內置可充電鋰離子電池，相結合的供電方式
- 防水設計探頭，可隨意水洗

※ 文章品顯示規格波克生醫皆保有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或 FB，恕不另行通知。

