

超音波系列

測孕
子宮疾病
卵泡發育
胎數
胎兒活力

X4 超音波凸陣列測孕器



產編：SOSA005

技術規格

顯示器：Apple iPad (另購)
探頭頻率：3.5 MHz
掃描深度：90 – 305 mm
探頭型式：電子凸陣 (弧型)
影像模式：B / BM 模式
灰階：256 級
電池續航力：3 小時
尺寸：155 x 65 x 20 mm
重量：< 250 g (含電池)

保固期：12個月 · 電池6個月

產品特色

- 配種 22-35 天，輕鬆測得母豬是否懷孕
- 電子凸陣探頭，強化影像
- iPad 觸控操作，深度調整
- 影像放入 iPad 照片集，即時網路分享
- 頻率 3.5MHz，適合各種繁殖疾病檢查
- 可切換成 5MHz 諧波影像，增強影像品質

※ 本文品顯示規格波克生醫皆保有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或 FB，恕不另行通知。



波克生醫

波克生醫股份有限公司
POC Medical Inc.

(04) 885 5173 彰化縣溪湖鎮美溪路一段30號



歡迎加入波克家族

LINE@

2023/04