

超音波系列

測孕
子宮疾病
卵泡發育
胎數
胎兒活力
胎盤血流

X6 超音波都卜勒測孕器



產編：SOSA007

技術規格

顯示器：Apple iPad (另購)
探頭頻率：3.5 MHz
掃描深度：40 – 350 mm
探頭型式：電子凸陣 (弧型)
影像模式：B / BM / Doppler模式 (Color, PDI, PW)
灰階：256 級
電池續航力：3 小時
尺寸：155 x 65 x 20 mm
重量：< 250 g (含電池)

保固期：12個月 · 電池6個月

產品特色

- 醫用級解析度 · 彩色 Doppler 超音波功能
- 三種彩色 Doppler功能 (Color, PDI, PW)
- 強大繁殖疾病診斷功能
- 胎盤血流與胚胎心臟診斷
- 頻率3.5MHz · 適合各種繁殖疾病檢查
- 使用 iPad 平板裝置之 App 增加母豬懷孕檢查結果 · 線上記錄功能

*本文品顯示規格波克生醫皆保有隨時修改及終止之權利 · 如有任何變更內容將公佈於網站或FB · 恕不另行通知。

