



測孕系列



波克生醫

	有線		無線		
型號	MSU2	ES8	X2	X4	X6
圖片					
名稱	超音波測孕器	超音波測孕器	超音波測孕器	超音波凸陣列測孕器	超音波都卜勒測孕器
售價 (不含平板)	\$49,900	\$79,000	\$39,900	\$69,900	\$99,900
測孕	O		O		
一鍵自動測背脂	O (自動或手動)		X		
瘦肉率	X	O	X		
顯示畫面	本體主機 5.7吋液晶螢幕		手機 / 平板		
			建議使用 <i>iOS</i> (<i>Android</i> 僅支援手機)		限 <i>iOS</i> 建議使用 <i>iPad</i>
探頭型式	機械(馬達)	電子	機械(馬達)	電子	電子
探頭凍結	O	X	O		
最遠掃描深度(mm)	200	240	180	305	350
探頭頻率(MHz)	2.5 / 3.5	2 / 2.5 / 3.5 / 5	3.5	3.5 / 5	3.5 / 5
影像回放	X	O	O		
拍照	O	O	O		
資料上傳雲端	X	X	O		
USB儲存	O	O	X		
探頭尺寸(mm) ±5	180x37 主機 212x154x50	105x75 厚25 主機 180x155x82	140x46 厚38	155x68 厚29	155x68 厚29
探頭握把寬(mm) ±5	Ø37	42	33	24	24
掃描感應區(mm) ±5	圓弧 Ø30	寬64x 厚16	圓弧 Ø36	寬65x 厚18	寬65x 厚18
探頭重量(g) ±5	235g (未含線)	190g (未含線)	185 g	230 g	245 g
主機重量(g) ±5	1070g (含電池)	1045g (含電池)	X		
保固期	主機3年 探頭1年,電池6個月	主機3年 探頭2年,電池6個月	探頭1年,電池6個月	探頭1年,電池6個月	探頭1年,電池6個月
電池續航力	約 5~6 小時	約 3~4 小時	約 5 小時	約 3 小時	約 3 小時
產編	KASA001	KASA003	SOSA009	SOSA005	SOSA007

歡迎加入
波克家族



波克Line@ID: @pocmedical 電話: (04) 885 5173

※文宣品顯示售價、規格波克生醫皆保有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或FB，恕不另行通知。

2025/04



背脂系列



	有線		無線		
型號	MSU2	ES8	BFM	X5	SU-3
圖片					
名稱	超音波測孕器	超音波測孕器	超音波背脂測定器	超音波三用測孕器	腰眼面積超音波
售價 (不含平板)	\$49,900	\$79,000	\$26,000	\$69,900	歡迎洽詢
測孕	O		X	O	X
一鍵自動測背脂	O (自動或手動)		O		
瘦肉率	X	O	X		
腰眼	X	X	X	O	O
顯示畫面	本體主機 5.7吋液晶螢幕		限手機(藍牙傳輸) 限 Android (安卓)	限平板 iPad 限 iOS	
探頭型式	機械(馬達)	電子	A型	電子(平頭)	
探頭凍結	O	X	X	O	
最遠掃描深度(mm)	200	240	40	120	160
探頭頻率(MHz)	2.5 / 3.5	2 / 2.5 / 3.5 / 5	2.5	5	3.5
影像回放	X	O	X	O	
拍照	O	O		O	
資料上傳雲端	X	X		O	
USB儲存	O	O		X	
探頭尺寸(mm) ±5	180x37 主機 212x154x50	105x75 厚25 主機 180x155x82	175x77 厚87	145x45x40	190x85 厚27 (不含人工脂肪支架)
探頭握把寬(mm) ±5	Ø37	42	47	--	--
掃描感應區(mm) ±5	圓弧 Ø30	寬64x 厚16	圓弧 Ø24	寬40	寬180x 厚18
探頭重量(g) ±5	235g (未含線)	190g (未含線)	205 g	< 300 g	405g (單探頭) 845g (探頭+支架)
主機重量(g) ±5	1070g (含電池)	1045g (含電池)	X		
保固期	主機3年 探頭1年.電池6個月	主機3年 探頭2年.電池6個月	探頭1年.電池6個月	探頭1年.電池6個月	探頭1年.電池6個月
電池續航力	約 5~6 小時	約 3~4 小時	約 16 小時	約 4 小時	約 3 小時
產編	KASA001	KASA003	SOSA003	SOSA006	SOSA008

歡迎加入
波克家族



波克Line@ID: @pocmedical 電話: (04) 885 5173

※文宣品顯示售價、規格波克生醫皆保有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或FB，恕不另行通知。

2025/04